

E-Mail: orders@wjt-ortho.com

Informations générales du client:

Société:

Numéro de téléphone:

Date de commande:

Référence de l'appareillage:

Personne de contact:

E-Mail:

Adresse de livraison:

Genou prothétique*:

Côte du cover esthétique:

☐ Gauche

☐ Droit

Dimensions du cover esthétique:

Mesurer la circonférence du mollet, puis soustraire 5 %.



☐ XS

32 cm

☐ M

36 cm

☐ L

38 cm

☐ S

34 cm

☐ 2XL


42 cm

☐ XL

40 cm

Longueur du cover esthétique:

Distance entre l'axe du genou et le début du revêtement esthétique du pied. Le cover esthétique sera réalisé avec une longueur inférieure de 1 cm à la mesure indiquée.



cm

(Longueur min = 34 cm
Longueur max = 44 cm)

Découpe distale du cover esthétique:

☐ Standard



☐ Découpe en C



Couleurs du cover esthétique: ☐ Noir (Standard)

☐ Autre:

____ / ____
Couleur de la face avant Couleur de la face arrière

Finition de surface du cover esthétique:

☐ Mat (standard, sans brillance)

☐ Satiné (brillance moyenne)

☐ Brillant

Design du cover esthétique:

Modèle:

Accès à la prise de recharge

☐ Pour C-Leg 4, Kenevo, Genium, Genium X4, Quattro, Kneuro

*Genou prothétique:

OTTOBOCK:

C-Leg 4, Kenevo Genium,
Genium X4 3R85 (Dynion), 3R80

ÖSSUR:

Rheo, Navii Capital,
TK2000/1900

BLATCHFORD:

Orion 3, Avior

BRAIN ROBOTICS:

Kneuro

PROTEOR:

Plié 3, Quattro

Si votre genou prothétique n'est pas répertorié, veuillez nous consulter.