

E-Mail: [Beata.Bujas@wjt-ortho.com](mailto:Beata.Bujas@wjt-ortho.com)

### Informacje ogólne:

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Firma:                    | Osoba kontaktowa: |
| Numer telefonu:           | E-Mail:           |
| Data zamówienia:          | Adres dostawy:    |
| Komisja ds. zaopatrzenia: |                   |

Kolano protezowe\*: \_\_\_\_\_

Strona okładki: ☐ po lewej ☐ po prawej

Rozmiar okładki:


Zmierz obwód  
łydki i zmniejsz  
go o 5%



- |                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> XS<br>32 cm | <input type="checkbox"/> S<br>34 cm   |
| <input type="checkbox"/> M<br>36 cm  | <input type="checkbox"/> 2XL<br>42 cm |
| <input type="checkbox"/> L<br>38 cm  | <input type="checkbox"/> XL<br>40 cm  |

Długość okładki:

Odległość od osi kolana do  
górnej krawędzi elementu  
kosmetycznego stopy.  
Osłona będzie o 1 cm  
mniejsza niż podano.



\_\_\_\_\_ cm  
(Długość min = 34 cm  
Długość max = 44 cm)

Dystalne cięcie  
pokrywy:

☐ Standar-  
dowy



☐ Cięcie  
typu C



Kolory okładki:

☐ Czarny (standardowy)

☐ Inne: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Kolor strony przedniej / Kolor tylnej strony

Powierzchnia okładki:

☐ Matowy (standardowy,  
bez połysku)

☐ Satynowy  
(połysk średni)

☐ Błyszczący

Model z okładki:

Model: \_\_\_\_\_

Dostęp do gniazda ładowania

☐ Do C-Leg 4, Kenevo, Genium, Genium X4, Quattro, Kneuro

\*Kolano protezowe:

**OTTOBOCK:**  
C-Leg 4, Kenevo Genium,  
Genium X4 3R85 (Dynion), 3R80  
**ÖSSUR:**  
Rheo, Navii Capital,  
TK2000/1900

**BLATCHFORD:**  
Orion 3, Avior  
**BRAIN ROBOTICS:**  
Kneuro  
**PROTEOR:**  
Plié 3, Quattro

Proszę zapytać, jeśli Państwa kolano protezowe nie zostało wymienione.